



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 137 - 33
23-10-2020 године

**Додатно појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 21.10.2020. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију:

„Партија 1

Да ли наручилац прихвата креп папир SMS који се испоручује као једнослојни. На тај начин наручилац нема потребу да утроши дупли папир у случајевима када се материјал не користи у стерилном пољу.

ставка 1

да ли наручилац прихвата креп SMS папир за стерилизацију који није спојен, тежине 47,5g/m³ сто у случају коришћења дуплог слоја износи 95g/m³ сет, плаве боје, димензија 60x60 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 2

да ли наручилац прихвата креп SMS папир за стерилизацију који није спојен, тежине 47,5g/m³ сто у случају коришћења дуплог слоја износи 95g/m³ сет, плаве боје, димензија 76x76 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 3

да ли наручилац прихвата креп СМС папир за стерилизацију који није спојен, тежине 47,5g/m³ сто у случају коришћења дуплог слоја износи 95g/m³ сет, плаве боје, димензија 101x101 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 4

да ли наручилац прихвата креп SMS папир за стерилизацију који није спојен, тежине 47,5g/m³ сто у случају коришћења дуплог слоја износи 95g/m³ сет, плаве боје, димензија 121x121 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Партија 2

Наручилац је на коментар понуђача, потенцијалног добављача усвојио захтев да се у партији 2 дода реч уметнути/сложени јер је њихов произвођач већ у фабрици сложио папир.

Наручилац је прихватањем таквог коментара евидентно већ одлучио и договорио од кога ће набављати тражени производ. И поред тога верујући у начело јавних набавки и омогућавање већем броју понуђача да учествују и буду конкурентни у набавци имамо следећа питања:

ставка 1

да ли наручилац прихвата креп папир за стерилизацију тежине 62,7g/m³ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125.4g/m³ сет, плаве боје, димензија 45x45, погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 2

да ли наручилац прихвата креп папир за стерилизацију тежине 62,7g/m³ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125.4g/m³ сет, плаве боје, димензија 60x60 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 3

да ли наручилац прихвата креп за стерилизацију папир тежине 62,7g/m³ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125.4g/m³ сет, плаве боје, димензија 76x76 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

ставка 4

да ли наручилац прихвата креп за стерилизацију папир тежине 62,7g/m³ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125.4g/m³ сет, плаве боје, димензија 101x101 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етилен оксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Партија 9

Да ли је прихватљив производ Bowie Dick test PACK за парни стерилизатор, чија је димензија 124x124 mm (и има више од 50 картона) који након стерилизације мања боју из жуте у плаво/љубичасто?

Партија 12

да ли је прихватљив производ за контролу паковања парне стерилизације, интегратор трака класе V са аутоматским читавањем, интегратор траке које нису лепљиве које испуњавају остале захтеве наручиоца а димензија је 19mm x 100mm ?

Одговор заинтересованом лицу, на основу члана 63. став 3. Закона:

1. За партију бр. 1, наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези креп папира SMS који се испоручује као једнослојни. Крајњи корисници наручиоца користе спојени SMS– креп папир да би се олакшао запосленима процес рада и рационализовала потрошња, а испоштвала процедура рада централне стерилизације.

За партију бр. 1 ставку бр. 1, наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези креп SMS папира за стерилизацију који није спојен, тежине 47,5 gr/m² што у случају коришћења дуплог слоја износи 95gr/m² сет плаве боје димензије 60x60 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе спојени СМС– креп папир да би се олакшао запосленима процес рада и рационализовала потрошња, а испоштвала процедура рада централне стерилизације.

За партију бр. 1 ставку бр. 2, наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези крепа SMS папира за стерилизацију који није спојен, тежине $47,5 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 95 gr/m^2 сет плаве боје димензије 76×76 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе спојени СМС– крепа папир да би се олакшао запосленима процес рада и рационализовала потрошња, а испоштовала процедура рада централне стерилизације.

За партију бр. 1 ставку бр. 3 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези крепа SMS папира за стерилизацију који није спојен, тежине $47,5 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 95 gr/m^2 сет плаве боје димензије 101×101 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе спојени СМС– крепа папир да би се олакшао запосленима процес рада и рационализовала потрошња, а испоштовала процедура рада централне стерилизације.

За партију бр. 1 ставку бр. 4 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези крепа SMS папира за стерилизацију који није спојен, тежине $47,5 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 95 gr/m^2 сет плаве боје димензије 121×121 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе спојени СМС– крепа папир да би се олакшао запосленима процес рада и рационализовала потрошња, а испоштовала процедура рада централне стерилизације.

2. У вези питања за партију бр. 2, наручилац је усвојио захтев заинтересованог лица да се у партији бр. 2 дода реч уметнути/сложени јер се у спецификацији подразумевало да самим тим што је наручилац тражио двослојни папир различитих боја буде сложен један бели- један зелени, као устаљену праксу да би се олакшао запосленима у Централној стерилизацији процес рада и повећала ефикасност рада, а избегле могуће забуне код крајњих корисника при употреби хируршких сетова са двослојном баријером (заштитном и антимицробном). Наручилац је извршио допуну техничке спецификације, којом је прецизирао добро које набавља, у складу са чланом 70. Закона.

За партију бр. 2 ставку бр. 1 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези крепа папира за стерилизацију тежине $62,7 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125 gr/m^2 сет плаве боје димензије 45×45 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима и димензију 45×45 као замену за димензију $50 \times 50 \text{ cm}$.

Крајњи корисници наручиоца користе двослојни уметнуто/сложени крепа папир различитих боја (један бели- један зелени) као устаљену праксу да би се рационализовала потрошња, олакшао запосленима у Централној стерилизацији процес рада, повећала ефикасност и избегле забуне код крајњих корисника при употреби хируршких сетова са двослојном баријером (заштитном и антимицробном).

За партију бр. 2 ставку бр. 2 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези крепа папира за стерилизацију тежине $62,7 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125 gr/m^2 сет плаве боје димензије 60×60 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и хидроген пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе двослојни уметнуто/сложени креп папир различитих боја (један бели- један зелени) као устаљену праксу да би се рационализовала потрошња, олакшао запосленима у Централној стерилизацији процес рада, повећала ефикасност и избегле забуне код крајњих корисника при употреби хируршких сетова са двослојном баријером (заштитном и антимикуробном).

За партију бр. 2 ставку бр. 3 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези креп папира за стерилизацију тежине $62,7 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125 gr/m^2 сет плаве боје димензије 76×76 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и водороден пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе двослојни уметнуто/сложени креп папир различитих боја (један бели- један зелени) као устаљену праксу да би се рационализовала потрошња, олакшао запосленима у Централној стерилизацији процес рада, повећала ефикасност и избегле забуне код крајњих корисника при употреби хируршких сетова са двослојном баријером (заштитном и антимикуробном).

За партију бр. 2 ставку бр. 4 наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица у вези креп папира за стерилизацију тежине $62,7 \text{ gr/m}^2$ што у случају коришћења дуплог слоја износи 125 gr/m^2 сет плаве боје димензије 101×101 погодан за стерилизацију у аутоклаву, формалдехиду, етиленоксиду и водороден пероксид стерилизаторима.

Крајњи корисници наручиоца користе двослојни уметнуто/сложени креп папир различитих боја (један бели- један зелени) као устаљену праксу да би се рационализовала потрошња, олакшао запосленима у Централној стерилизацији процес рада, повећала ефикасност и избегле забуне код крајњих корисника при употреби хируршких сетова са двослојном баријером (заштитном и антимикуробном).

3. За партију бр. 9, извршиће се измена назива и описа добра, тако да гласи: „Bowie Dick test PACK за парни sterilizator, pakovanje: 50 i više kartona plus jedan referentni karton u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u tamnu.“

4. За партију бр. 12, извршиће се измена назива и описа добра, тако да гласи:

Partija 12: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.

Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V dimenzije $15 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:
- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.